

**EN** - Dexcom G7/Dexcom ONE+ is a medical device that allows the monitoring of the glucose concentration for people with diabetes.  
**FR** - Dexcom G7 /Dexcom ONE+ est un dispositif médical qui permet le suivi du taux de glucose pour les personnes atteintes de diabète.  
**NL** - Dexcom G7/Dexcom ONE+ is een medisch hulpmiddel dat de opvolging van het glucosegehalte toelaat voor mensen met diabetes.  
**ES** - Dexcom G7/Dexcom ONE+ es un dispositivo médico que permite la monitorización de la concentración de glucosa en las personas con diabetes.

Date / Date / Datum / Fecha : ..... / ..... / .....

I the undersigned / Je soussigné(e) / Ondergetekende / El abajo firmante : .....  
Certify that / Certifie que / Verklaart dat / Certifico que :

Surname / Nom / Naam / Apellido : ..... First name / Prénom / Voornaam / Nombre : .....

Date of birth / Date de naissance / Geboortedatum / Fecha de nacimiento : ..... / ..... / .....

**EN** - This person must carry at all times the following material  
**FR** - Cette personne doit toujours emporter avec lui le matériel suivant  
**NL** - Deze persoon moet altijd het volgende materiaal ter beschikking hebben  
**ES** - Esta persona debe llevar consigo el siguiente material en todo momento

Dexcom G7/Dexcom ONE+

1. Applicator 2. Sensor with pre-connected BLE\* transmitter and adhesive patch  
Conservation: between 2°C and 30°C

1



2



\*BLE = Bluetooth Low Energy (BLE)

Dexcom G7/Dexcom ONE+ receiver

Conservation: between -20°C and 60°C



**EN** - The treatment of this person requires the daily use of a Dexcom G7/Dexcom ONE+ system to monitor his/her glucose levels and should not, under any circumstances, be interrupted. The system is designed to withstand certain fullbody scans (e.g., using X-rays or millimeter waves), electrostatic discharge (ESD), and electromagnetic interference (EMI), including standard metal detectors at airports , and do not present any issues to the functioning of the Dexcom G7/Dexcom ONE+ system. However, X-ray scanners used for baggage inspection may affect the proper functioning of the Dexcom G7/Dexcom ONE+ -system. In case of any doubt about the safety of the type of scan, please use an alternative method, such as manual inspection, for checking the components of the Dexcom G7/Dexcom ONE+ -system.

**FR** - Le traitement de cette personne exige l'usage quotidien du système Dexcom G7/Dexcom ONE+ afin de surveiller son taux de glucose et ne doit en aucun cas être interrompu. Le système est conçu pour résister à certains scanners corporels intégrals (par exemple : radiographie et ondes millimétriques), les interférences électrostatiques (ESD) et électromagnétiques (EMI) courantes, y compris les détecteurs de métaux standard dans les aéroports, et ne posent aucun problème pour le fonctionnement du système Dexcom G7/Dexcom ONE+. Cependant, les scanners à rayons X utilisés pour l'inspection des bagages peuvent affecter le fonctionnement du système Dexcom G7/Dexcom ONE+. En cas de doute sur la sécurité du type de scan, veuillez utiliser une méthode alternative, comme l'inspection manuelle, pour vérifier les composants du système Dexcom G7/Dexcom ONE+.

**NL** - Voor deze persoon is het van essentieel belang om voortdurend zijn/haar bloedglucosegehalte te monitoren met behulp van het Dexcom G7/Dexcom ONE+-systeem. Het systeem is ontworpen om bestand te zijn tegen bepaalde fullbody scans (bijvoorbeeld met röntgen- of millimetergolven), elektrostatische ontlading (ESD) en elektromagnetische interferentie (EMI), inclusief standaard metaaldetectors op luchthavens en vormen geen probleem voor het functioneren van het Dexcom G7/Dexcom ONE+ -systeem. Echter, röntgenscanners die worden gebruikt voor het controleren van bagage kunnen wel invloed hebben op het functioneren van het Dexcom G7/Dexcom ONE+ -systeem. Bij enige twijfel over de veiligheid van het type scan, gelieve een alternatieve methode , zoals handmatige inspectie, gebruiken voor de controle van de onderdelen van het Dexcom G7/Dexcom ONE+ -systeem.

**ES** - El tratamiento de esta persona requiere el uso diario de un sistema Dexcom G7/Dexcom ONE+ para monitorizar sus niveles de glucosa. El sistema está diseñado para resistir ciertos tipos de escáneres de cuerpo entero (por ejemplo, rayos X y ondas de radio milimétricas), interferencias electrostáticas (ESD) y electromagnéticas (EMI) comunes, incluyendo detectores de metales estándar en los aeropuertos , y sin que supongan ningún problema para el funcionamiento del sistema Dexcom G7/Dexcom ONE+. Sin embargo, los escáneres de rayos X utilizados para la inspección de equipajes pueden afectar al funcionamiento del sistema Dexcom G7/Dexcom ONE+. En caso de duda sobre la seguridad del tipo de escáner, se aconseja utilizar un método alternativo, como la inspección manual, para revisar los componentes del sistema Dexcom G7/Dexcom ONE+.

Signature / Stamp



**EN** - From abroad, please dial + 33 800 94 04 65 (international cost). Every business day from 08:30 a.m. to 05:00 p.m.  
**FR** - Depuis l'étranger pour tout renseignement formez le + 33 800 94 04 65 (tarif international). Chaque jour ouvrable de 8.30 à 17.00.  
**NL** - Bel vanuit het buitenland voor inlichtingen naar + 33 800 94 04 65 (internationaal tarief). Elke werkdag van 8.30 u. tot 17.00 u.  
**ES** - Si desea obtener información y llama desde el extranjero, marque el + 33 800 94 04 65(tarifa internacional). Todos los días laborables de 8:30 a 17:00.